

粒度分布測定装置

粉末の粒度分布の測定

【型式】

（株）島津製作所 SALD-1100

【仕様】

測定方法：レーザー回折式

測定範囲 0.1～45 μ m

試料：粉末（透明液体に懸濁するもの）

備考：単峰性の粒子のみ測定可能

【設置年度】

1988年度（昭和63年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月26日