

屈折率計

固体材料及びフィルム材料の屈折率，膜厚を測定する装置

【型式】

Metricon Prism Coupler 2010

【仕様】

- ・測定サンプル：平滑面を有する固体材料又はコーティング膜
- ・屈折率範囲：1.0～2.45
- ・膜厚範囲（コーティング膜の場合）：0.5～15 μ m（材質に依存）
- ・使用レーザー：He-Ne レーザ（633nm）
- ・その他：透明又は半透明の材料に限る

【設置(登録)年度】

2018 年度（平成 30 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日