

比表面積測定装置

粉体試料の比表面積を測定する装置

【型式】

（株）島津製作所 フローソーブⅡ2300

【仕様】

- ・測定方法：BET 1 点法
- ・測定対象：粉末状（最大粒径 1mm 程度）
- ・比表面積測定範囲：約 0.01m²/g 以上
- ・全表面積測定範囲：0.1～280m²

【設置(登録)年度】

2018 年度（平成 30 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日