

マイクロプレートリーダー（抗原抗体反応の測定）

食品の機能性の一斉分析

[型式]

DS ファーマバイオメディカル（株） POWERSCAN HT

Thermo Fisher Scientific（株） Wellwash ELISA 用マイクロプレートウォッシャー

[仕様]

吸光測定 グレーティングモノクロメーター：200～999nm（1nm 刻み）

蛍光測定 励起：干渉フィルター（4 枚）：300～650nm

グレーティングモノクロメーター：200～999nm（1nm 刻み）

測定：干渉フィルター（4 枚）：300～700nm

対応プレート：6, 12, 24, 48, 96 ウェルプレート

対応マイクロプレート：96 ウェルプレート

ウォッシュ容量：50～1,000μL

ウォッシュサイクル：1～10 回

[設置年度]

2011 年度（平成 23 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 25 日