

高速液体クロマトグラフ質量分析装置

機能性成分の分析，定量

【型式】

(株)日本ウォーターズ alliance2695

【仕様】

タンデム四重極型，低圧4液混合方式

最大120バイアル設置可能

検出器：フォトダイオードアレイ検出器

測定波長：190～800nm

質量電荷比(m/z)：2～2047

【設置年度】

2010年度（平成22年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月25日