

## 原子吸光分光光度計

水溶液中に含まれる微量元素を定量

### [型式]

(株)セイコー電子工業 SAS7500+PS200

### [仕様]

波長範囲：190～900nm

ホロカソードランプ、D2ランプ

空気-アセチレン炎、フレイムレス

Ca, Cu, Fe, Hg, K, Mn, Na, Pb, As, Cr, B, Sb, Zr, Ga, Mo, Si, La, Au, Ag, Se, Cd

### [設置年度]

1994年度（平成6年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月25日