

## E型粘度計

円錐平板型のプレートを用いて、少量の液体の粘度を測定する。非ニュートン性流体の流動特性の測定に適する。

### [型式]

(株)トキメック デジタル粘度計DVM-E2型

### [仕様]

循環恒温水の温度範囲：0～100℃

標準ローター：コーン角度 1° 34'   コーン半径：24mm

サンプル量：1.0～1.2ml

ずり速度 3.83×ローター回転数/s

### [設置年度]

1993年度（平成5年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月25日