

密度比重自動分析装置

液体食品（醤油・酢・酒・液体調味料等）の比重の測定

[型式]

京都電子工業（株） DA-520, CHD-500N

[仕様]

DS-520 測定方式：固有振動周期測定方式比重範囲（ g/cm^3 ）：0~3 測定

温度範囲：4~70℃

温度表示精度：±0.02℃（10~30℃），±0.05（4~70℃）

必要最小試料量（ml）：約 1.2（手動注入）／約 2.0（自動注入）

CHD-500N 最大搭載数（検体）：24

必要試料量（ml）：10（20ml バイアル瓶）

[設置年度]

2000 年度（平成 12 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 25 日