

## ビーズ式細胞破碎装置

細胞の破碎

**[型式]**

バイオスペック BSP-3110BX

**[仕様]**

振とう速度 (rpm) : 2500・4200・4600・4800 (4段階)

タイマー : 10~300秒 (10秒毎)

**[設置年度]**

2006年度 (平成18年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月25日