

## 低温振とう培養装置

微生物の培養

### [型式]

アドバンテック東洋（株） 振とう恒温水槽TS-300

### [仕様]

振とう方式：水平往復振とう

使用温度：室温+5～70℃

温度制度：±0.1～0.2℃

### [設置年度]

2001年度（平成13年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月25日