

蒸留装置，振動式密度比重計等を組み合わせたシステムにより，少量の試料で，迅速に醗や酒類のアルコール度数の測定が可能。

**[型式]**

比重自動分析装置 京都電子工業 DA-520

迅速アルコール測定キット（水蒸気蒸留器，電子天秤，PC） 京都電子工業 SD-700

**[仕様]**

測定範囲：0～30vol%

繰り返し性：0.03vol% SD 程度

測定時間：11分（100ml），7min（30ml）

最小試料量：30m

**[設置年度]**

2015年度（平成27年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月25日