

## 加熱炉

試験片などの加熱

### [型式]

ヤマト科学（株） FP410

### [仕様]

使用温度範囲：100～1150℃

最高温度到達時間：約 80 分（1150℃）

運転機能：定値運転、オートスタート、オートストップ、プログラム運転

加熱雰囲気：空気、窒素

内寸法（W×D×H）：約 300×約 250×約 150mm

### [設置年度]

2003 年度（平成 15 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は <https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html> でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日