

## 示差熱分析装置

試料の重量変化と融解、分解、燃焼などの吸発熱状態を測定する装置

### 【型式】

(株) リガク (Thermo plus EVO2)

### 【仕様】

測定方式 : TG-DTA  
温度範囲 : 高温炉使用時 室温～1500℃  
          : 観察炉使用時 室温～1000℃  
昇温速度 : 高温炉使用時 ～100℃/分  
          : 観察炉使用時 ～20℃/分  
測定雰囲気 : 空気、窒素、減圧  
流量 : 10～500ml/分  
連続運転 : 最大 24 個まで (減圧測定時には不可)

### 【設置年度】

2017 年度 (平成 29 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話 (084-931-2402) でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は <https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html> でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日