

## 示差熱分析装置

試料の重量変化と融解，分解，燃焼などの吸発熱状態を測定する装置

### 【型式】

(株) リガク (Thermo plus EVO2)

### 【仕様】

測定方式 : TG-DTA  
温度範囲 : 高温炉使用時 室温～1500℃  
          : 観察炉使用時 室温～1000℃  
昇温速度 : 高温炉使用時 ～100℃/分  
          : 観察炉使用時 ～20℃/分  
測定雰囲気 : 空気，窒素，減圧  
流量 : 10～500ml/分  
連続運転 : 最大 24 個まで (減圧測定時には不可)

### 【設置年度】

2017 年度 (平成 29 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 9 月 9 日