動的粘弾性試験機

測定目的に合わせた温度で試料に引張、圧縮、せん断、曲げの振動を与え、応答の時間変化を測定することにより、動的粘弾性を測定する装置

[型式]

オリエンテック(株) RHEOVIBRON DDV-25FP

[仕様]

振動域 : 0.01~110Hz 温度域 : -150~400℃

方法:引張、圧縮、曲げ、溶融せん断

[設置年度]

1994 年度 (平成 6 年度)



O 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話(084-931-2402)でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。