X線回析装置

X線を用いて、金属やセラミックスなどの組成分析を行う装置

[型式]

(株) 島津製作所 XRD-7000

[仕様]

ゴニオメータ : 高精度試料水平型

管球 : Cu 管球 2. 2kW

[設置年度]

2003年度(平成15年度)



〇 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話(084-931-2402)でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。