

myQA Accept 測定用ノート PC

<放射線治療部門>



放射線治療の品質管理装置

myQA Accept 測定用 PC は、BluePhantom2 型 3 次元水ファントムの操作、測定データの取り込みが可能な専用のソフトウェア myQA Accept を使用するための PC です。

リニアック装置のビームデータ測定及び、PDD やプロファイル測定で使用します。

myQA Accept を動作させるには、英語 Windows11Pro 以上及びグラフィックボードが必須です。

放射線治療のビームデータ測定及び治療計画データとの比較が可能です

治療計画装置の DicomRT Dose を取り込んで、任意の深さで PDD 及びプロファイルを表示させ、実測定との比較が行えます。

PC モデル

- DELL Allienware16 Aurora ノート PC *2026 年 6 月末時点

システム要件

- OS: 英語 Windows 11 Pro*(64bit)
- CPU: Core5 以上
- ストレージ: SSD512GB 以上
- メモリ(RAM): 16GB 以上
- グラフィックボード(NVIDIA 社製)
- ディスプレイ解像度: 最大 1920×1200

その他要件

- * Windows11 は日本マイクロソフト株式会社の商標登録です

詳細については最寄りの本社営業部、支店、または営業所へお問い合わせください。 注)カタログおよび資料の記載内容は予告なく変更する場合があります



東洋メディック株式会社

本 社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-8-5 TEL(03)6825-1645 FAX(03)6825-3737
大 阪 支 店 〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-25-7 TEL(06)6441-5741 FAX(06)6441-5745
名 古 屋 支 店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅 2-40-16 TEL(052)561-8701 FAX(052)561-8706
福 岡 支 店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-13-28 TEL(092)482-2022 FAX(092)482-2027